

Let's Go

Inomhusrollator

Trämönstrad	Art. No. 0020
Röd/mörkgrå	Art. No. 0030
Silver	Art. No. 0040
Teak	Art. No. 0080

TRUST
CARE



Let's Go, världssuccén från TrustCare, är en mycket praktisk inomhusrollator för personer som behöver ett lätt och flexibelt gånghjälpmedel för användning inomhus. Rollatorn har en vacker och elegant design och finns i fyra olika färger. Den är lätt att manövrera och lätt att använda i trånga utrymmen som badrummet. Den har en avtagbar bricka för att transportera exempelvis en tallrik eller en kaffekopp. Använd den som serveringsvagn, som ett litet bord att äta från och som stöd ifall du behöver stiga upp ur sängen mitt i natten. Textilkorg finns som tillbehör, den finns i två storlekar och kan användas tillsammans med brickan.

Handtagen är klädda med mjukt skumgummi och kan justeras i höjd för att passa olika användare. Bromsen kan lätt manövreras med en hand och bromsar då på båda bakhjulen. Rollatorn har förstås också en parkeringsbroms. Den kan lätt fällas ihop och kan stå upp då den är hopfäld.



Trämönstrad . Art. No. 0020



Röd / Mörkgrå. Art. No. 0030



Silver. Art. No. 0040



Liten Korg. Art. No. 0350



Stor Korg. Art. No. 0360

Tekniska data:

Testad enligt ISO 11199-2:2005	
För en maximal användarvikt på 100 kg	
Bredd	54.5 cm
Vikt	6.5 kg
Handtagshöjden är justerbar från	83 – 95 cm
Max. last på brickan	5 kg
Max. last i korgen	3 kg
Svart bricka ingår	

