



Ruota gemellare e paracolpi  
Twin wheel and bumper

## Ulisse AO

95

### Sollevatore oleodinamico a base regolabile

Portata kg.180. Struttura in tubo di acciaio a sezioni differenziate ad alta resistenza meccanica. Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 4 ruote di cui 2 con freno indipendente. Movimentazione salita e discesa del paziente tramite pompa oleodinamica. Dotato di pulsante di emergenza. Imbracatura in dotazione standard

### Hydraulic lifter with adjustable base

180 Kg. capacity Steel tube structure with differentiated sections of mechanical strength. Base with three-position adjustable mobile arms controlled with central lever, equipped with 4 wheels, 2 of which with independent brake. Raising and lowering of the patient with hydraulic pump. Equipped with emergency button. Harness included in standard supply

### ULISSE AO - Dati Tecnici / Technical Specifications

Altezza minima - Minimum height	1390 mm
Altezza massima da terra - Maximum height from ground	2000 mm
Larghezza Min. base regolabile - Minimum width of the adjustable base	580 mm
Larghezza Max. base regolabile - Maximum width of the adjustable base	975 mm
Lunghezza - Length	1220 mm
Altezza base sollevatore da terra - Base height of lifter from ground	110 mm
Massa completa - Total mass	40 Kg
Carico massimo consentito - Maximum load allowed	180 kg
Imballaggio - Packaging	1200X660X330