

U-TECH

Microdermabrasion instrument with diamond heads for controlled and non-invasive exfoliation treatments. It works on the most superficial skin layers removing dead cells, tiny wrinkles and pimples.

Equipo de microdermo abrasión mediante puntas de diamante. Utilizado para tratamientos de exfoliación controlados y no invasivos. Actúa sobre los estratos más superficiales de la piel eliminando células muertas, arrugas superficiales e impurezas.

Appareil de microdermabrasion par tête à diamant utilisé pour des traitements d'exfoliation contrôlés et non invasifs. Il agit sur les couches les plus superficielles de la peau en éliminant les cellules mortes, les rides superficielles et les impuretés.

Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantaufsätze für kontrolliertes und nicht-invasives Peeling. Durch Abschleifen der obersten Hautschicht werden abgestorbene Hautzellen, Verunreinigungen und oberflächliche Falten entfernt.

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante. Usata per trattamenti esfolianti controllati e non invasivi. Agisce sugli strati più superficiali della pelle, eliminando le cellule morte, le rughe superficiali e le impurità.

Microdermabrasion

Ref. F834

Weight: 4,2Kg

Size: 30x24x13

Input voltage: 220 ~240V

Input frequency: 50Hz/60Hz

Rated power: 65W

PACKING SIZE cm
36x36x18,5

N.W. kg

4,2

G.W. kg

5

